



ICTRL® verbindet den Rollstuhl mit dem Android Smartphone. Die ICtrl® App steuert Ihren Rollstuhl über den Touchscreen des Smartphones (Android) – einfach durch leichte Berührung. Die App unterstützt Sie, wenn Hand oder Finger nur über wenig Beweglichkeit verfügen. So steuern Sie nicht nur Ihren Rollstuhl, sondern bleiben gleichzeitig auch mit dem Rest der Welt über Ihr Smartphone in Verbindung.



IHANDLE® ist ein fingergesteuertes Gerät, das ähnlich wie Itongue® arbeitet. Bei geringer verbleibender Bewegungsfähigkeit in nur einem Finger, macht Ihandle® alle Funktionen einer normalen Tastatur und Maus zugänglich. Ihandle® ermöglicht dank Bluetooth eine umfassende Reihe von Lösungen. Zusammen mit der entsprechenden App (Android) ermöglicht das Gerät: Zugang zu Umfeldkontrolle, automatischen Türen bzw. Fenstern, Küchengeräten, Telefonen, Internet, TV, Licht u. v. m.



ITONGUE® wird wie eine Zahnsperre im Mund getragen. Dies ermöglicht auch bei starken Bewegungseinschränkungen, z. B. bei hohem Querschnitt die Steuerung eines Android Smartphones oder der Rollstuhlsteuerung einfach durch Bewegungen der Zunge.

Humanelektronik GmbH

Spezial- und Rehabilitationselektronik

Weinsheimer Straße 57a
67547 Worms
fon 06241.49691-0
fax 06241.49691-69

